

Promax 2020

P/N: 542-20020-00



El modelo resistente que acepta cargas de hasta 10 kg

Con una superficie útil de 390 x 340 mm, el modelo grande de Promax es especialmente adecuado cuando hay que emplear varios embudos de decantación o de gran tamaño. En combinación con las [piezas de montaje](#) adecuadas, el equipo se puede ampliar con un segundo piso.

Este agitador dispone de un temporizador incorporado de hasta 120 minutos. Una señal acústica indica el final del tiempo programado y el proceso de agitado se detiene. Su desplazamiento de 20 mm, combinado con una velocidad de 20 – 400 rpm, garantiza una separación limpia de las fases y unos resultados de extracción eficientes.

Promax 2020 - Datos técnicos

Protección frente a sobrecalentamientos	autorreponible
Condiciones ambientales permisibles	5 - 31 °C con una humedad relativa del 80 % 32 - 40 °C disminuye linealmente hasta un máx. del 50 % de humedad relativa
Peso	16 kg
Protección clase (EN 60529)	IP 20
Temporizador	sí (máx. 120 min.)
Rango de velocidades de rotación	20 - 400 rpm
Potencia de entrada	115
Dimensiones (An./P./Al.)	426 x 435 x 125 mm
Carga máxima	10 kg
Modo de funcionamiento	temporizador o continuo
Establecimiento de la velocidad de rotación	digital
Órbita/Desplazamiento	20 mm
Tamaño de plataforma	390 x 340 mm
Accesorios incluidos	alfombrilla de goma antideslizante
Ángulo	-
Movimiento	recíproco
Rango de temperatura ambiente (funcionamiento)	-
Rango de temperatura ambiente (almacenamiento)	-
Interfaces	-
Usable area	-
Altitud de instalación	-