

Titramax 100

P/N: 544-11200-00



El modelo suave con una órbita de agitado de 1,5 mm

Este agitador es particularmente adecuado para aquellos procedimientos en los que los cultivos celulares deban mantenerse en un movimiento suave.

Los nutrientes se distribuyen perfectamente gracias a una órbita de agitado de 1,5 mm y una velocidad de 150 a 1.350 rpm.

El temporizador integrado puede ajustarse hasta una duración de 120 minutos; una señal acústica suena una vez transcurrido el tiempo fijado.

Titramax 100 - Datos técnicos

Protección frente a sobrecalentamientos	autorrepositorable
Condiciones ambientales permisibles	5 - 31 °C con una humedad relativa del 80 % 32 - 40 °C disminuye linealmente hasta un máx. del 50 % de humedad relativa
Peso	5,5 kg
Protección clase (EN 60529)	IP 30
Temporizador	sí (máx. 120 min.)
Rango de velocidades de rotación	150 - 1.350 rpm
Potencia de entrada	31
Dimensiones (An./P./Al.)	245 x 310 x 125 mm
Carga máxima	2 kg
Modo de funcionamiento	temporizador o continuo
Establecimiento de la velocidad de rotación	control electrónico
Órbita/Desplazamiento	1,5 mm
Tamaño de plataforma	220 x 220 mm
Accesorios incluidos	espacio para 4 microplacas
Ángulo	-
Movimiento	vibratorio
Rango de temperatura ambiente (funcionamiento)	-
Rango de temperatura ambiente (almacenamiento)	-
Interfaces	-
Usable area	-
Altitud de instalación	-