

Titramax 100

P/N: 544-11200-00



El modelo compacto

- Titramax 100 es una unidad compacta que ocupa poco espacio y acepta cargas de hasta 2 kg, con espacio para cuatro microplacas
- La órbita de vibración de 1,5 mm genera un mezclado suave con mejores resultados en volúmenes de muestra pequeños
- Establezca y ajuste de forma continua la velocidad variable en el mando de control analógico de 150 a 1350 rpm
- Un temporizador de procesos analógico permite el funcionamiento sin supervisión y puede establecerse de 1 a 120 minutos. Cuando haya transcurrido el tiempo establecido, sonará una alarma y se detendrá el funcionamiento

Titramax 100 - Datos técnicos

Protección frente a sobrecalentamientos	autorreponible
Condiciones ambientales permisibles	5 - 31 °C con una humedad relativa del 80 % 32 - 40 °C disminuye linealmente hasta un máx. del 50 % de humedad relativa
Peso	5,5 kg
Protección clase DIN EN 60529	IP 30
Temporizador	Sí
Rango de velocidades de rotación	150 - 1.350 rpm
Potencia de entrada	31 W
Dimensiones (An./P./Al.)	245 x 310 x 125 mm
Carga máxima	2 kg
Modo de funcionamiento	temporizador o continuo
Establecimiento de la velocidad de rotación	control electrónico
Órbita/Desplazamiento	1,5 mm
Tamaño de plataforma	220 x 220 mm
Accesorios incluidos	espacio para 4 microplacas
Ángulo	-
Movimiento	vibratorio