

Silicona - tubo de dos paradas para casete pequeño - espesor de pared:
0,9 | d. int.: 1,42 | d. ext.: 3,22

P/N: 525-30015-00



Tubo de dos paradas (40 cm) para casete pequeño

- Aplicación: Tubo de silicona recubierto de platino para productos farmacéuticos y biología
- Características:
 - El interior extremadamente suave evita el crecimiento bacteriano
 - Biocompatible, adsorción y absorción mínimas
 - Propiedades de flujo superiores, alta estabilidad térmica
 - Totalmente inerte, sin suavizante
- Material: Polimetildisiloxano con tierra silíceas y aditivos de silicona; blanco traslúcido; excelente resistencia a la presión inicial
- Cumple las normas: USP Clase VI, cumple GLP y NSF
- Rango de temperaturas: De -80 a +200 °C
- Esterilización: Puede introducirse en el autoclave durante 30 min a 1 bar o esterilizarse por irradiación
- Restricción: No adecuado para disolventes concentrados, aceites, ácidos, sosa cáustica diluida; permeabilidad a gases relativamente alta

Uso recomendado:

Ácidos:	Condicional
Lejías:	Condicional
Disolventes:	No adecuado
Presión:	Satisfactorio
Vacío:	Bueno
Medio viscoso:	Satisfactorio
Medio estéril:	Excelente

Silicona - tubo de dos paradas para casete pequeño - espesor de pared: 0,9 | d. int.: 1,42 | d. ext.: 3,22 - Datos técnicos

Diámetro interno	1,42 mm
Diámetro externo	3,22 mm
Espesor de la pared (ep)	0,9 mm
Presión máxima (continua/instantánea)	0.5 / 1.5 bar
Altura de succión	7 mH ₂ O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (mín./máx.)	not suitable
SP quick Value 06 (mín./máx.)	not suitable
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (mín./máx.)	not suitable
SP quick Value 01 (mín./máx.)	not suitable
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (mín./máx.)	not suitable
SP standard/vario Value 06 (mín./máx.)	not suitable
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (mín./máx.)	not suitable
SP standard/vario Value 01 (mín./máx.)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Cabezales C 12 - Casete pequeño (mín./máx.)	0.10 – 3 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Cabezales C 4 - Casete pequeño (mín./máx.)	0.60 – 14 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Cabezales C 12 - Casete pequeño (mín./máx.)	0.23 – 3 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Cabezales C 4 - Casete pequeño (mín./máx.)	1 – 15 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Cabezales C 8 - Casete mediano (mín./máx.)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - Cabezales C 8 - Casete grande (mín./máx.)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -	not suitable

Cabezales C 8 - Casete mediano (mín./máx.)

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Cabezales C 8 - Casete grande (mín./máx.)	not suitable
---	--------------

Los caudales se corresponden con	Tygon® (Standard) tubing and water
----------------------------------	------------------------------------