

Silicona - tubo de extensión para casete pequeño - espesor de pared: 0,9
| d. int.: 0,89 | d. ext.: 2,69 (al metro)
P/N: 525-30024-00



Tubo de extensión para casete pequeño

- Aplicación: Tubo de silicona recubierto de platino para productos farmacéuticos y biología
- Características:
 - El interior extremadamente suave evita el crecimiento bacteriano
 - Biocompatible, adsorción y absorción mínimas
 - Propiedades de flujo superiores, alta estabilidad térmica
 - Totalmente inerte, sin suavizante
- Material: Polimetildisiloxano con tierra silíceas y aditivos de silicona; blanco traslúcido; excelente resistencia a la presión inicial
- Cumple las normas: USP Clase VI, cumple GLP y NSF
- Rango de temperaturas: De -80 a +200 °C
- Esterilización: Puede introducirse en el autoclave durante 30 min a 1 bar o esterilizarse por irradiación
- Restricción: No adecuado para disolventes concentrados, aceites, ácidos, sosa cáustica diluida; permeabilidad a gases relativamente alta

Uso recomendado:

Ácidos:	Condicional
Lejías:	Condicional
Disolventes:	No adecuado
Presión:	Satisfactorio
Vacío:	Bueno
Medio viscoso:	Satisfactorio
Medio estéril:	Excelente

Silicona - tubo de extensión para casete pequeño - espesor de pared: 0,9 | d. int.: 0,89 | d. ext.: 2,69 (al metro) - Datos técnicos

Diámetro interno	0,89 mm
Diámetro externo	2,69 mm
Espesor de la pared (ep)	0,9 mm
Presión máxima (continua/instantánea)	0.5 / 1.5 bar
Altura de succión	7 mH ₂ O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (mín./máx.)	not suitable
SP quick Value 06 (mín./máx.)	not suitable
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (mín./máx.)	not suitable
SP quick Value 01 (mín./máx.)	not suitable
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (mín./máx.)	not suitable
SP standard/vario Value 06 (mín./máx.)	not suitable
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (mín./máx.)	not suitable
SP standard/vario Value 01 (mín./máx.)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Cabezales C 12 - Casete pequeño (mín./máx.)	0.03 – 1 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Cabezales C 4 - Casete pequeño (mín./máx.)	0.24 – 6 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Cabezales C 12 - Casete pequeño (mín./máx.)	0.10 – 1 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Cabezales C 4 - Casete pequeño (mín./máx.)	0.57 – 6 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Cabezales C 8 - Casete mediano (mín./máx.)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - Cabezales C 8 - Casete grande (mín./máx.)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -	not suitable

Cabezales C 8 - Casete mediano (mín./máx.)

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Cabezales C 8 - Casete grande (mín./máx.)	not suitable
Los caudales se corresponden con	Tygon® (Standard) tubing and water