

Tygon® estándar - tubo de dos paradas para casete pequeño - espesor de pared: 0,9 | d. int.: 0,89 | d. ext.: 2,69

P/N: 525-60014-00



Tubo de dos paradas (40 cm) para casete pequeño

- Aplicación: Para aplicaciones estándar
- Características:
 - No tóxico, no oxidante
 - Buena resistencia a ácidos, bases y medios inorgánicos
 - Permeabilidad a gases muy baja, buena vida útil
- Material: PVC suave termoplástico, transparente
- Cumple las normas: FDA (21 CFR 177.2601) y GLP
- Rango de temperaturas: De -50 a +75 °C
- Esterilización: Puede introducirse en un autoclave durante 30 min a 1 bar y 120 °C (el material puede cambiar de color) o con óxido de etileno
- Restricción: Puede producirse la segregación de plastificantes

Uso recomendado:

Ácidos:	Bueno
Lejías:	Bueno
Disolventes:	No adecuado
Presión:	Bueno
Vacío:	Bueno
Medio viscoso:	Excelente
Medio estéril:	Condicional

Tygon® estándar - tubo de dos paradas para casete pequeño - espesor de pared: 0,9 | d. int.: 0,89 | d. ext.: 2,69 - Datos técnicos

Diámetro interno	0,89 mm
Diámetro externo	2,69 mm
Espesor de la pared (ep)	0,9 mm
Presión máxima (continua/instantánea)	0.5 / 1.5 bar
Altura de succión	7 mH ₂ O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (mín./máx.)	not suitable
SP quick Value 06 (mín./máx.)	not suitable
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (mín./máx.)	not suitable
SP quick Value 01 (mín./máx.)	not suitable
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (mín./máx.)	not suitable
SP standard/vario Value 06 (mín./máx.)	not suitable
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (mín./máx.)	not suitable
SP standard/vario Value 01 (mín./máx.)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Cabezales C 12 - Casete pequeño (mín./máx.)	0.03 – 1 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Cabezales C 4 - Casete pequeño (mín./máx.)	0.24 – 6 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Cabezales C 12 - Casete pequeño (mín./máx.)	0.10 – 1 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Cabezales C 4 - Casete pequeño (mín./máx.)	0.57 – 6 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Cabezales C 8 - Casete mediano (mín./máx.)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - Cabezales C 8 - Casete grande (mín./máx.)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -	not suitable

Cabezales C 8 - Casete mediano (mín./máx.)

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Cabezales C 8 - Casete grande (mín./máx.)	not suitable
---	--------------

Los caudales se corresponden con	Tygon® (Standard) tubing and water
----------------------------------	------------------------------------