

Silicona - espesor de pared: 2,5 | d. int.: 6,4 | d. ext.: 11,3 (por metro)

P/N: 525-39000-00



Para uso monocanal y multicanal (no adecuado con casete pequeño)

- Aplicación: Tubo de silicona recubierto de platino para productos farmacéuticos y biología
- Características:
 - El interior extremadamente suave evita el crecimiento bacteriano
 - Biocompatible, adsorción y absorción mínimas
 - Propiedades de flujo superiores, alta estabilidad térmica
 - Totalmente inerte, sin suavizante
- Material: Polimetildisiloxano con tierra silícea y aditivos de silicona; blanco traslúcido; excelente resistencia a la presión inicial
- Cumple las normas: USP Clase VI, FDA, cumple GLP y NSF
- Rango de temperaturas: De -80 a +200 °C
- Esterilización: Puede introducirse en el autoclave durante 30 min a 1 bar o esterilizarse por irradiación
- Restricción: No adecuado para disolventes concentrados, aceites, ácidos, sosa cáustica diluida; permeabilidad a gases relativamente alta

Uso recomendado:

Ácidos:	Condicional
Lejías:	Condicional
Disolventes:	No adecuado
Presión:	Satisfactorio
Vacío:	Bueno
Medio viscoso:	Satisfactorio
Medio estéril:	Excelente

Silicona - espesor de pared: 2,5 | d. int.: 6,4 | d. ext.: 11,3 (por metro) - Datos técnicos

Diámetro interno	6,4 mm
Diámetro externo	11,3 mm
Espesor de la pared (ep)	2,5 mm
Presión máxima (continua/instantánea)	0.8 / 1.8 bar
Altura de succión	8,8 mH ₂ O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (mín./máx.)	85 – 2,248 ml/min
SP quick Value 06 (mín./máx.)	180 – 2,411 ml/min
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (mín./máx.)	18 – 435 ml/min
SP quick Value 01 (mín./máx.)	38 – 454 ml/min
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (mín./máx.)	139 – 3,821 ml/min
SP standard/vario Value 06 (mín./máx.)	313 – 3,782 ml/min
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (mín./máx.)	28 – 769 ml/min
SP standard/vario Value 01 (mín./máx.)	68 – 773 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Cabezales C 12 - Casete pequeño (mín./máx.)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Cabezales C 4 - Casete pequeño (mín./máx.)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - Cabezales C 12 - Casete pequeño (mín./máx.)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - Cabezales C 4 - Casete pequeño (mín./máx.)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - Cabezales C 8 - Casete mediano (mín./máx.)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - Cabezales C 8 - Casete grande (mín./máx.)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -	not suitable

Cabezales C 8 - Casete mediano (mín./máx.)

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Cabezales C 8 - Casete grande (mín./máx.)	not suitable
---	--------------

Los caudales se corresponden con	Tygon® (Standard) tubing and water
----------------------------------	------------------------------------