

Tygon® para hidrocarburos - espesor de pared: 2,5 | d. int.: 7,9 | d. ext.: 12,9 (por metro)

P/N: 525-72000-00



Para uso monocal y multicanal (no adecuado con casete pequeño)

- Aplicación: Especialmente para hidrocarburos, derivados y destilados del petróleo
- Características:
 - Ideal para petróleo, queroseno, combustible para calefacción, soluciones de corte y refrigerantes con base de glicol
 - Resistente al ozono y los rayos UV
- Material: PVC suave termoplástico, amarillo traslúcido
- Cumple las normas: Conforme a GLP
- Rango de temperaturas: De -40 a +75 °C
- Esterilización: No se recomienda la esterilización
- Restricción: No adecuado para ácidos concentrados, lejías, alimentos y productos farmacéuticos

Uso recomendado:

Ácidos:	Bueno
Lejías:	Bueno
Disolventes:	Condicional
Presión:	Bueno
Vacío:	Bueno
Medio viscoso:	Excelente
Medio estéril:	Condicional

Tygon® para hidrocarburos - espesor de pared: 2,5 | d. int.: 7,9 | d. ext.: 12,9 (por metro) - Datos técnicos

Diámetro interno	7,9 mm
Diámetro externo	12,9 mm
Espesor de la pared (ep)	2,5 mm
Presión máxima (continua/instantánea)	0.8 / 1.8 bar
Altura de succión	8,8 mH ₂ O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (mín./máx.)	113 – 3,171 ml/min
SP quick Value 06 (mín./máx.)	257 – 3,436 ml/min
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (mín./máx.)	25 – 630 ml/min
SP quick Value 01 (mín./máx.)	50 – 630 ml/min
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (mín./máx.)	not suitable
SP standard/vario Value 06 (mín./máx.)	not suitable
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (mín./máx.)	not suitable
SP standard/vario Value 01 (mín./máx.)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Cabezales C 12 - Casete pequeño (mín./máx.)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Cabezales C 4 - Casete pequeño (mín./máx.)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - Cabezales C 12 - Casete pequeño (mín./máx.)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - Cabezales C 4 - Casete pequeño (mín./máx.)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - Cabezales C 8 - Casete mediano (mín./máx.)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - Cabezales C 8 - Casete grande (mín./máx.)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -	not suitable

Cabezales C 8 - Casete mediano (mín./máx.)

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -
Cabezales C 8 - Casete grande (mín./máx.)

not suitable

Los caudales se corresponden con

Tygon® (Standard) tubing and water