

Reax 2 con adaptador universal

P/N: 541-21009-00



- Sujeta rápidamente 2 matraces de cualquier tamaño y acepta cargas de hasta 1 kg
- Velocidad continuamente ajustable de 20 a 100 rpm
- El adaptador universal permite el uso de varios recipientes con una altura de 50 -160 mm
- Además, hay disponible un adaptador opcional para el uso de 20 tubos de ensayo al mismo tiempo

Reax 2 con adaptador universal - Datos técnicos

Protección frente a sobrecalentamientos	autorreponible
Condiciones ambientales permisibles	5 - 31 °C con una humedad relativa del 80 % 32 - 40 °C disminuye linealmente hasta un máx. del 50 % de humedad relativa
Peso	5,2 kg
Protección clase (EN 60529)	IP 21
Temporizador	-
Rango de velocidades de rotación	20 - 100 rpm
Potencia de entrada	27
Dimensiones (An./P./Al.)	510 x 180 x 235 mm
Carga máxima	1 kg
Modo de funcionamiento	-
Establecimiento de la velocidad de rotación	analógico
Órbita/Desplazamiento	-
Tamaño de plataforma	An. 230 x Al. 198 mm
Accesorios incluidos	adaptador universal
Ángulo	-
Movimiento	rotatorio
Rango de temperatura ambiente (funcionamiento)	-
Rango de temperatura ambiente (almacenamiento)	-
Interfaces	-
Usable area	-
Altitud de instalación	-