


Findenser™ minicono NS19, conector NS19

P/N: 505-81810-00



- Findenser™ Mini de alto rendimiento se utiliza en síntesis con reflujo con volúmenes de disolvente de hasta 125 ml.
- Se puede asegurar con las abrazaderas de laboratorio habituales o con el kit de fijación Findenser™ (vendido por separado).
- ¡Ahorre agua, espacio y costes con Findenser™ Mini!

Findenser™ minicono NS19, conector NS19 - Datos técnicos

Peso	670 kg
Rango de temperatura ambiente (funcionamiento)	0 °C to 24 °C
Longitud x Diámetro	275 mm x 72 mm
Tamaño elemento macho/hembra	B19
Carga/Volumen máximo de disolvente	125 ml of solvent in a 250 ml flask
Partes internas o húmedas	Borosilicate glass
Camisa aleteada	Anodised aluminium
Conectar y sellar	Acetal & HT Silicone
Termofluido	Water
Temperatura máx. de ebullición del disolvente	155 °C
Secado en horno	Max. Temp. 60 °C
Lavavajillas	Max. Temp. 50 °C
Autoclave	Do Not Autoclave