

## Hei-VAC Valve Control

P/N: 591-00130-00



- Capacidad de succión hasta para tres evaporadores rotatorios al mismo tiempo
- El vacío puede controlarse mediante controladores de vacío operados por válvulas o manuales
- En función de su aplicación, puede encender o apagar la bomba de vacío desde una caja de interruptores
- Si desea combinar esta bomba de vacío con los evaporadores rotatorios Hei-VAP Expert Control/Hei-VAP Ultimate Control necesita una válvula de vacío

Condensador no incluido en la entrega.

## Hei-VAC Valve Control - Datos técnicos

Peso	12,8 kg
Bomba de diafragma integrada	Bifásica
Capacidad de succión	2 m <sup>3</sup> /h
Vacío final	7 mbar
Combinable con un condensador	Sí
Potencia de entrada	180
Dimensiones sin condensador (An./P./Al.)	195 x 245 x 310 mm