

Hei-VAC Valve Tec

P/N: 591-00160-00



- Recomendado para disolventes con puntos de ebullición medios y bajos
- El vacío puede controlarse mediante controladores de vacío operados por válvulas o manuales
- Si desea combinar esta bomba de vacío con los evaporadores rotatorios Hei-VAP Expert Control/Hei-VAP Ultimate Control necesita una válvula de vacío

Condensador no incluido en la entrega.

Hei-VAC Valve Tec - Datos técnicos

Peso	6,5 kg
Bomba de diafragma integrada	Bifásica
Capacidad de succión	0,75 m³/h
Vacío final	12 mbar
Combinable con un condensador	Sí
Potencia de entrada	80
Dimensiones sin condensador (An./P./Al.)	145 x 338 x 185 mm