

Hei-VAC Vario Tec

P/N: 591-00171-00



Para Hei-VAP Expert Control/Hei-VAP Ultimate Control

- Recomendado para disolventes con puntos de ebullición medios y bajos

Condensador no incluido en la entrega.

Hei-VAC Vario Tec - Datos técnicos

Peso	4,3 kg
Bomba de diafragma integrada	Two-stage
Capacidad de succión	1 m ³ /h
Vacío final	12 mbar
Combinable con un condensador	yes
Potencia de entrada	160
Dimensiones sin condensador (An./P./Al.)	156 x 236 x 196 mm