

Hei-VAC Vario Control

P/N: 591-00141-00



Para Hei-VAP Expert Control/Hei-VAP Ultimate Control

Se consigue un vacío final excelente incluso si la válvula de lastre de gas se encuentra abierta cuando se trabaja con vapores fácilmente condensables. Esto permite destilar disolventes de alto punto de ebullición, como DMF o DMSO, a bajas temperaturas de baño.

Condensador no incluido en la entrega.

Rotavac Vario Control - Datos técnicos

Peso	5,4 kg
Bomba de diafragma integrada	Trifásica
Capacidad de succión	1,7 m ³ /h
Vacío final	2 mbar
Combinable con un condensador	Sí
Potencia de entrada	160
Dimensiones sin condensador (An./P./Al.)	167 x 236 x 196 mm