


BR 10 Varilla con rotor de doble pala en cruz

P/N: 509-10000-00



Debido a las dimensiones de la pala agitadora, la varilla con rotor de doble pala en cruz BR 10 es la más indicada para soluciones, emulsiones y suspensiones en recipientes con las siguientes características:

- Diámetro ideal del recipiente: 100 mm
- Distancia ideal a la base: 5 mm
- Nivel de llenado ideal: 100 mm
- Volumen ideal: 800 ml

La varilla con rotor de doble pala en cruz BR 10 tiene una longitud total de 400 mm y está hecha de acero inoxidable. Su eje de agitación tiene un diámetro de 8 mm.

BR 10 Varilla con rotor de doble pala en cruz - Datos técnicos

Tamaño de pala	50 x 12 mm
Material	acero inoxidable V4A
Longitud	400 mm
Diámetro del eje	8 mm
Velocidad de rotación máx.	2.000 rpm