

BR 14 Varilla con rotor de doble pala basculante

P/N: 509-14000-00



Sobre todo para recipientes de cuello estrecho, como los matraces esféricos, se utiliza una varilla agitadora de doble pala basculante. Es el caso de nuestra varilla con rotor de doble pala basculante BR14.

Esta varilla con rotor de pala es idónea para soluciones y homogeneizaciones en recipientes con las siguientes características:

- Diámetro ideal del recipiente: 180 mm
- Distancia ideal a la base: 9 mm
- Nivel de llenado ideal: 180 mm
- Volumen ideal: 4.600 ml

La varilla con rotor de doble pala basculante BR14 tiene una longitud total de 400 mm y está hecha de acero inoxidable. Su eje de agitación tiene un diámetro de 8 mm.

BR 14 Varilla con rotor de doble pala basculante - Datos técnicos

Tamaño de pala	90 x 10 mm
Material	acero inoxidable V4A
Longitud	400 mm
Diámetro del eje	8 mm
Velocidad de rotación máx.	800 rpm