

PR 33 Varilla con rotor tipo turbo hélice (66 mm)

P/N: 509-33000-00



Debido a las dimensiones de la pala agitadora, la varilla con rotor tipo turbo hélice PR 33 es la más indicada para soluciones, emulsiones y suspensiones en recipientes con las siguientes características:

- Diámetro ideal del recipiente: 165 - 330 mm
- Distancia ideal a la base: 33 - 66 mm
- Nivel de llenado ideal: 165 - 330 mm
- Volumen ideal: 3.500 - 28.200 ml

La varilla con rotor tipo turbo hélice PR 33 tiene una longitud total de 400 mm y está hecha de acero inoxidable. Su eje de agitación tiene un diámetro de 8 mm.

PR 33 Varilla con rotor tipo turbo hélice (66 mm) - Datos técnicos

Tamaño de pala	66 mm
Material	acero inoxidable V4A
Longitud	400 mm
Diámetro del eje	8 mm
Velocidad de rotación máx.	800 rpm