


VISCO JET® CRACK - 120 mm

P/N: 509-17120-00



Especialmente para aplicaciones con medios muy viscosos, como pastas y geles, es indispensable un proceso de agitación fiable en todo el recipiente y sin entrada de aire. ¡Esto es precisamente lo que ofrece el innovador sistema de agitación VISCO JET®!

La forma especial de las palas crea un flujo autodinámico que acorta los tiempos de proceso con resultados de mezclado significativamente mejores en comparación con las palas convencionales. Un todoterreno para sustancias acuosas y altamente viscosas. Si desea obtener más información, haga clic [aquí](#).

La varilla VISCO JET® Crack 120 es idónea para recipientes con las siguientes características:

- Diámetro ideal del recipiente: 200 - 300 mm
- Distancia ideal a la base: 36 mm
- Nivel de llenado ideal: 200 - 300 mm
- Volumen ideal: 6.300 - 21.200 ml

La varilla VISCO JET® Crack 120 está hecha de acero inoxidable.
El suministro de serie incluye un eje de agitación de 10 mm de diámetro.

VISCO JET® CRACK - 120 mm - Datos técnicos

Tamaño de pala	120 mm
Material	acero inoxidable V4A
Longitud	500 mm
Diámetro del eje	10 mm
Para diámetro de recipiente	170 - 300 mm
Rango de velocidades de rotación	120 - 500 rpm