

Hei-FLOW Core 600

P/N: 523-50060-00



Esta bomba de la serie Hei-FLOW Core es especialmente adecuada cuando hay que transportar grandes volúmenes sin complicaciones. Se puede establecer para ello un caudal de 4,0 – 4.151 ml/min. Este modelo está diseñado para ser utilizado con cabezales de bomba monocanal.

Incluso con una carga cambiante, la velocidad de 50 – 600 rpm se mantiene constante con una precisión de control de ± 2 %. El sentido de giro se puede cambiar con solo pulsar un botón.

Hei-FLOW Core 600 - Datos técnicos

Condiciones ambientales permisibles	5 - 31 °C con una humedad relativa del 80 % 32 - 40 °C disminuye linealmente hasta un máx. del 50 % de humedad relativa
Peso	7,1 kg
Protección clase (EN 60529)	IP 54
Alimentación eléctrica	100 W
Dimensiones (An./P./Al.)	166 x 256 x 225 mm
Caudales de bombas monocanal	4,0 – 4.151 ml/min
Caudales de bombas multicanal	-
Precisión del caudal (agua sin contrapresión)	±5 %
Rango de velocidades	50 - 600 rpm
Establecimiento de la velocidad	Escala
Control electrónico de la velocidad	digital
Motor de control de la precisión	±2 %
Seleccionar dirección de rotación	SH / SAH (sentido horario/sentido antihorario)
Potencia del motor	100 W
Puerto analógico	-
Puerto digital	-
Caudalímetro	-
Volumen de dosificación	-
Intervalo entre dosificaciones	-
Arranque suave	-
Freno electrónico	-
Conexión con pedal	-
Funcionamiento continuo (24/7)	sí
Característica de seguridad	Protección frente a sobrecalentamientos