Titramax 101

Référence: 544-11300-00



Le modèle puissant avec orbite d'agitation de 3 mm d'amplitude

Avec une capacité d'accueil de quatre plaques de microtitration, le Titramax 101 garantit des résultats de mélange plus intensifs. Avec une amplitude d'orbite de 1,5 mm, ce modèle convient particulièrement aux procédures lors desquelles des teneurs en solides doivent être réparties ou dissoutes dans les cavités.

Le réglage de la vitesse de rotation est possible en continu entre 150 et 1 350 tr/min. Utilisez la minuterie intégrée avec une durée jusqu'à 120 minutes pour des processus définis. L'agitateur peut bien sûr également être utilisé en fonctionnement continu.

Titramax 101 - Données techniques

Protection contre la surchauffe	remise à zéro automatique
Conditions ambiantes admissibles	5 - 31 °C à 80 % d'humidité relative 32 - 40 °C linéaire décroissant jusqu'à max. 50% d'humidité relative
Poids	5,5 kg
Classe de protection (EN 60529)	IP 30
Minuterie	oui (120 min max.)
Plage de vitesses de rotation	150 - 1 350 tr/mn
Alimentation	31
Dimensions (L/ P/ H)	245 x 310 x 125 mm
Quantité maximale de produit	2 kg
Mode de fonctionnement	minuterie ou continue
Réglage de la vitesse de rotation	contrôle électronique
Orbit / Course	3 mm
Taille de la plate-forme	220 x 220 mm
Accessoires inclus	espace pour 4 plaques Microtiter
Angle	-
Mouvement	vibrant
Plage de températures ambiantes (exploitation)	_
Plage de températures ambiantes (stockage)	-
Interfaces	-
Usable area	-
Altitude d'installation	-