

Titramax 101

Référence: 544-11300-00



Le modèle puissant

- Titramax 101 est un appareil peu encombrant et compact qui accepte des capacités de charge de 2 kg et un emplacement pour 4 plaques de micro-titrage
- L'orbite de vibration de 3mm donne de meilleurs résultats avec des échantillons de grands volumes que le Titramax 101 pour produire un mélange consistant d'échantillons sur la plaque
- Fixe et ajuste de façon continue les vitesses variables sur le bouton de contrôle analogique de 150 à 1 350 tr/mn
- Votre temporisateur analogique permet un fonctionnement sans surveillance et peut être réglé de 1 à 120 minutes. Une fois le temps écoulé le modèle envoie un signal sonore et le fonctionnement s'interrompt

Titramax 101 - Données techniques

Protection contre la surchauffe	remise à zéro automatique
Conditions ambiantes admissibles	remise à zéro automatique Circulation d'air chauffage à ailettes et tuyaux ventilateur à courant croisé "Température de chauffe de $\pm 2^{\circ}\text{C}$ à $50^{\circ}\text{C} \pm 4^{\circ}\text{C}$ à partir de 50°C " Oui 5 - 31 $^{\circ}\text{C}$ à
Poids	5,5 kg
Classe de protection DIN EN 60529	IP 30
Minuterie	Oui
Plage de vitesses de rotation	150 - 1 350 tr/mn
Alimentation	31 W
Dimensions (L/ P/ H)	245 x 310 x 125 mm
Quantité maximale de produit	2 kg
Mode de fonctionnement	minuterie ou continue
Réglage de la vitesse de rotation	contrôle électronique
Orbit / Course	3 mm
Taille de la plate-forme	220 x 220 mm
Accessoires inclus	espace pour 4 plaques Microtiter
Angle	-
Mouvement	vibrant