

Titramax 100

Référence: 544-11200-00



Le modèle compact

- Titramax 100 est un appareil peu encombrant et compact qui accepte des capacités de charge de 2 kg et un emplacement pour 4 plaques de micro-titrage
- L'orbite de vibration de 1,5mm offre un mixage doux avec les meilleurs résultats en utilisant de petits volumes d'échantillons
- Fixe et ajuste de façon continue les vitesses variables sur le bouton de contrôle analogique de 150 à 1 350 tr/mn
- Votre temporisateur analogique permet un fonctionnement sans surveillance et peut être réglé de 1 à 120 minutes. Une fois le temps écoulé le modèle envoie un signal sonore et le fonctionnement s'interrompt

Titramax 100 - Données techniques

Protection contre la surchauffe	remise à zéro automatique
Conditions ambiantes admissibles	5 - 31 °C à 80 % d'humidité relative 32 - 40 °C linéaire décroissant jusqu'à max. 50% d'humidité relative
Poids	5,5 kg
Classe de protection DIN EN 60529	IP 30
Minuterie	Oui
Plage de vitesses de rotation	150 - 1 350 tr/mn
Alimentation	31 W
Dimensions (L/ P/ H)	245 x 310 x 125 mm
Quantité maximale de produit	2 kg
Mode de fonctionnement	minuterie ou continue
Réglage de la vitesse de rotation	contrôle électronique
Orbit / Course	1,5 mm
Taille de la plate-forme	220 x 220 mm
Accessoires inclus	espace pour 4 plaques Microtiter
Angle	-
Mouvement	vibrant