

## Titramax 1000

Référence: 544-12200-00



Le modèle à température réglable

Le plus grand modèle de la gamme Titramax a toutes les propriétés du Titramax 100 : une orbite d'agitation de 1,5 mm d'amplitude, une vitesse de rotation jusqu'à 1 350 tr/min ainsi qu'une fonction de minuterie.

La capacité d'accueil de six plaques de microtitration permet de traiter un plus grand nombre d'échantillons. Étant donné que le Titramax 1000 peut être intégré dans le système d'incubation modulaire, des processus tempérés peuvent également être exécutés sans problème.

Sur ce modèle également, les plaques peuvent être chargées et enlevées de manière simple et confortable grâce à l'évidement et aux écarts dans le tapis en caoutchouc.

## Titramax 1000 - Données techniques

Protection contre la surchauffe	à réinitialisation automatique
Conditions ambiantes admissibles	-
Poids	8 kg
Classe de protection (EN 60529)	IP 30
Minuterie	oui (120 min max.)
Plage de vitesses de rotation	150 - 1 350 tr/mn
Alimentation	31
Dimensions (L/ P/ H)	320/128/375 mm
Quantité maximale de produit	5 kg
Mode de fonctionnement	Fonction de minuterie/Fonctionnement permanent
Réglage de la vitesse de rotation	-
Orbit / Course	1,5 mm
Taille de la plate-forme	290 x 258 mm
Accessoires inclus	-
Angle	-
Mouvement	vibration circulaire
Plage de températures ambiantes (exploitation)	-
Plage de températures ambiantes (stockage)	-
Interfaces	-
Usable area	-
Altitude d'installation	-