

Viton® - tuyau à deux arrêts pour cassette small - épaisseur de paroi du tuyau : 0,9 | D.I. : 1,42 | D.E. : 3,22

Référence: 525-50015-00



Tuyau à deux arrêts (40 cm) pour cassette small

- Application: excellente résistance aux acides à des températures élevées
- Caractéristiques :
 - Faible perméabilité au gaz
 - Résistant aux solvants et aux liquides corrosifs
- Matériau : caoutchouc fluorocarbone, Viton B thermoformé (67 % fluoré) ; noir opaque
- Conforme aux normes suivantes : GLP
- Plage de température : de -30 à +205 °C
- Stérilisation : pas recommandée
- Restrictions : durée de vie limitée

Application pour :

Acides : excellent

Bases :	excellent
Solvants :	variable ; essai recommandé
Pression :	bien
Vide :	bien
Liquide visqueux :	bien
Liquide stérile :	satisfaisant

Viton® - tuyau à deux arrêts pour cassette small - épaisseur de paroi du tuyau : 0,9 | D.I. : 1,42 | D.E. : 3,22 - Données techniques

Diamètre intérieur	1,42 mm
Diamètre extérieur	3,22 mm
Épaisseur de paroi (wt en anglais)	0,9 mm
Pression maximale (continu / temps court)	0.5 / 1.5 bar
Hauteur d'aspiration	7 mH ₂ O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	pas adapté
SP quick Value 06 (min/max)	pas adapté
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	pas adapté
SP quick Value 01 (min/max)	pas adapté
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	pas adapté
SP standard/vario Value 06 (min/max)	pas adapté
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	pas adapté
SP standard/vario Value 01 (min/max)	pas adapté
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - pump head C 12 - Cassette small (min/max)	0.10 – 3 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - pump head C 4 - Cassette small (min/max)	0.60 – 14 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - pump head C 12 - Cassette small (min/max)	0.23 – 3 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - pump head C 4 - Cassette small (min/max)	1 – 15 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - pump head C 8 - Cassette medium (min/max)	pas adapté
Hei-FLOW Value 01 - pump head C 8 - Cassette large (min/max)	pas adapté
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - pump	pas adapté

head C 8 - Cassette medium (min/max)

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - pump	pas adapté
head C 8 - Cassette large (min/max)	

Les débits se rapportent à

Tuyau Tygon® (standard) avec eau comme liquide