

Viton® - tuyau de rallonge pour cassette small - épaisseur de paroi du tuyau : 0,9 | D.I. : 0,89 | D.E. : 2,69

Référence: 525-50024-00



Tuyau de rallonge pour cassette small

- Application: excellente résistance aux acides à des températures élevées
- Caractéristiques :
 - Faible perméabilité au gaz
 - Résistant aux solvants et aux liquides corrosifs
- Matériau : caoutchouc fluorocarbène, Viton B thermoformé (67 % fluoré) ; noir opaque
- Conforme aux normes suivantes : GLP
- Plage de température : de -30 à +205 °C
- Stérilisation : pas recommandée
- Restrictions : durée de vie limitée

Application pour :

Acides : excellent

Bases :	excellent
Solvants :	variable ; essai recommandé
Pression :	bien
Vide :	bien
Liquide visqueux :	bien
Liquide stérile :	satisfaisant

Viton® - tuyau de rallonge pour cassette small - épaisseur de paroi du tuyau : 0,9 | D.I. : 0,89 | D.E. : 2,69 - Données techniques

Diamètre intérieur	0,89 mm
Diamètre extérieur	2,69 mm
Épaisseur de paroi (wt en anglais)	0,9 mm
Pression maximale (continu / temps court)	0.5 / 1.5 bar
Hauteur d'aspiration	7 mH2O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	pas adapté
SP quick Value 06 (min/max)	pas adapté
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	pas adapté
SP quick Value 01 (min/max)	pas adapté
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	pas adapté
SP standard/vario Value 06 (min/max)	pas adapté
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	pas adapté
SP standard/vario Value 01 (min/max)	pas adapté
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - pump head C 12 - Cassette small (min/max)	0.03 – 1 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - pump head C 4 - Cassette small (min/max)	0.24 – 6 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - pump head C 12 - Cassette small (min/max)	0.10 – 1 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - pump head C 4 - Cassette small (min/max)	0.57 – 6 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - pump head C 8 - Cassette medium (min/max)	pas adapté
Hei-FLOW Value 01 - pump head C 8 - Cassette large (min/max)	pas adapté
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - pump	pas adapté

head C 8 - Cassette medium (min/max)

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - pump pas adapté
head C 8 - Cassette large (min/max)

Les débits se rapportent à

Tygon® (standard), tubes et eau