

Viton® - épaisseur de paroi du tuyau : 2,5 | D.I. : 4,8 | D.E. : 9,8 (par mètre)

Référence: 525-55000-00



Peut être utilisé avec des pompes monocanal et multicanaux (ne peut pas être utilisé avec une cassette small)

- Application: excellente résistance aux acides à des températures élevées
- Caractéristiques :
  - Faible perméabilité au gaz
  - Résistant aux solvants et aux liquides corrosifs
- Matériau : caoutchouc fluorocarbure, Viton B thermoformé (67 % fluoré) ; noir opaque
- Conforme aux normes suivantes : GLP
- Plage de température : de -30 à +205 °C
- Stérilisation : pas recommandée
- Restrictions : durée de vie limitée

Application pour :

Acides : excellent

Bases :	excellent
Solvants :	variable ; essai recommandé
Pression :	bien
Vide :	bien
Liquide visqueux :	bien
Liquide stérile :	satisfaisant

## Viton® - épaisseur de paroi du tuyau : 2,5 | D.I. : 4,8 | D.E. : 9,8 (par mètre) - Données techniques

Diamètre intérieur	4,8 mm
Diamètre extérieur	9,8 mm
Épaisseur de paroi (wt en anglais)	2,5 mm
Pression maximale (continu / temps court)	0.8 /1.8 bar
Hauteur d'aspiration	8,8 mH2O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	58 – 1,527 ml/min
SP quick Value 06 (min/max)	123 – 1,580 ml/min
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	12 – 299 ml/min
SP quick Value 01 (min/max)	26 – 299 ml/min
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	92 – 2,390 ml/min
SP standard/vario Value 06 (min/max)	203 – 2,426 ml/min
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	15 – 491 ml/min
SP standard/vario Value 01 (min/max)	42 - 493 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - pump head C 12 - Cassette small (min/max)	pas adapté
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - pump head C 4 - Cassette small (min/max)	pas adapté
Hei-FLOW Value 01 - pump head C 12 - Cassette small (min/max)	pas adapté
Hei-FLOW Value 01 - pump head C 4 - Cassette small (min/max)	pas adapté
Hei-FLOW Value 01 - pump head C 8 - Cassette medium (min/max)	pas adapté
Hei-FLOW Value 01 - pump head C 8 - Cassette large (min/max)	pas adapté
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - pump	pas adapté

head C 8 - Cassette medium (min/max)

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - pump	pas adapté
head C 8 - Cassette large (min/max)	

Les débits se rapportent à

Tuyau Tygon® (standard) avec l'eau comme liquide