

PharMed® - Épaisseur de paroi : 2,5 | D.I. : 4,8 | D.E. : 9,8 (par mètre)

Référence: 525-25000-00



Pour utilisation à un ou plusieurs canaux (ne convient pas à une cassette de petite taille)

- Application: idéal pour usage médical, de laboratoire, ou la recherche
- Caractéristiques
 - Haute résistance à la fatigue en flexion répétée et inversée
 - Non-toxique, biocompatible
 - Très faible perméabilité au gaz
 - Approprié aux acides et aux bases
- Matière: Elastomère thermoplastique sur une base de polypropylène avec plastifiants; excellente résistance à la traction; opaque
- Conforme aux normes: FDA (21 CFR 177.2600), USP 23 Class VI, GLP, Pharmacopée Européenne
- Gamme température: -60 à +135 °C
- Stérilisation: peut être stérilisé par autoclave avec de l'oxyde d'éthylène ou stérilisé par irradiation
- Restriction: les additifs peuvent migrer

Utilisation avec:

Acides :	Bon
Bases :	Bon
Solvants :	Inapproprié
Pression :	Bon
Vide :	Excellent
Milieu visqueux :	Bon
Milieu stérile :	Excellent

PharMed® - Épaisseur de paroi : 2,5 | D.I. : 4,8 | D.E. : 9,8 (par mètre) - Données techniques

Diamètre intérieur	4,8 mm
Diamètre extérieur	9,8 mm
Épaisseur de paroi (wt en anglais)	2,5 mm
Pression maximale (continu / temps court)	0.8 /1.8 bar
Hauteur d'aspiration	8,8 mH ₂ O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	58 – 1,527 ml/min
SP quick Value 06 (min/max)	123 – 1,580 ml/min
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	12 – 299 ml/min
SP quick Value 01 (min/max)	26 – 299 ml/min
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	92 – 2,390 ml/min
SP standard/vario Value 06 (min/max)	203 – 2,426 ml/min
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	15 – 491 ml/min
SP standard/vario Value 01 (min/max)	42 - 493 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - pump head C 12 - Cassette small (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - pump head C 4 - Cassette small (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - pump head C 12 - Cassette small (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - pump head C 4 - Cassette small (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - pump head C 8 - Cassette medium (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - pump head C 8 - Cassette large (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - pump	not suitable

head C 8 - Cassette medium (min/max)

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - pump not suitable
head C 8 - Cassette large (min/max)

Les débits se rapportent à

Tygon® (standard), tubes et eau