

PharMed® - épaisseur de paroi du tuyau : 2,5 | D.I. : 6,4 | D.E. : 11,3 (par mètre)

Référence: 525-29000-00



Peut être utilisé avec des pompes monocanal et multicanaux (ne peut pas être utilisé avec une cassette small)

- Application : Idéal pour la médecine, les laboratoires et la recherche
- Caractéristiques :
 - Grande résistance de fatigue à la flexion répétée
 - Non toxique, biocompatible
 - Très faible perméabilité au gaz
 - Bien adapté aux acides et aux bases
- Matériau : Élastomère thermoplastique à base de polypropylène avec des plastifiants, beige opaque
- Conforme aux normes : USP classe VI , GLP, pharmacopée européenne
- Plage de température : de -60 à +135 °C
- Stérilisation: autoclavable ou stérilisable avec de l'oxyde d'éthylène ou par rayonnement
- Restrictions : détachement d'additifs possible

Application pour :

Acides :	bien
Bases :	bien
Solvants :	pas adapté
Pression :	bien
Vide :	excellent
Liquide visqueux :	bien
Liquide stérile :	excellent

PharMed® - épaisseur de paroi du tuyau : 2,5 | D.I. : 6,4 | D.E. : 11,3 (par mètre) - Données techniques

Diamètre intérieur	6,4 mm
Diamètre extérieur	11,3 mm
Épaisseur de paroi (wt en anglais)	2,5 mm
Pression maximale (continu / temps court)	0.8 / 1.8 bar
Hauteur d'aspiration	8,8 mH ₂ O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	85 – 2,248 ml/min
SP quick Value 06 (min/max)	180 – 2,411 ml/min
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	18 – 435 ml/min
SP quick Value 01 (min/max)	38 – 454 ml/min
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	139 – 3,821 ml/min
SP standard/vario Value 06 (min/max)	313 – 3,782 ml/min
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	28 – 769 ml/min
SP standard/vario Value 01 (min/max)	68 – 773 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - pump head C 12 - Cassette small (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - pump head C 4 - Cassette small (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - pump head C 12 - Cassette small (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - pump head C 4 - Cassette small (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - pump head C 8 - Cassette medium (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - pump head C 8 - Cassette large (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - pump	not suitable

head C 8 - Cassette medium (min/max)

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - pump not suitable
head C 8 - Cassette large (min/max)

Les débits se rapportent à

Tuyau Tygon® (standard) avec eau comme liquide