

Tygon® pour hydrocarbures - épaisseur de paroi du tuyau : 2,5 | D.I. : 7,9 |
D.E. : 12,9 (par mètre)

Référence: 525-72000-00



Peut être utilisé avec des pompes monocanal et multicanaux (ne peut pas être utilisé avec une cassette small)

- Application : Spécialement pour les hydrocarbures, les produits pétroliers et les distillats
- Caractéristiques :
 - Idéal pour l'essence, le kérosène, les carburants et lubrifiants, le fuel, les huiles de coupe et les liquides de refroidissement à base de glycol
 - Résistant à l'ozone et aux UV
- Matériau : PVC souple thermoplastique, jaune transparent
- Conforme aux normes suivantes : GLP
- Plage de température : de -40 à +75 °C
- Stérilisation : pas recommandée
- Restrictions : pas adapté aux bases et acides forts, aux denrées alimentaires et aux produits pharmaceutiques

Utilisation avec:

sous certaines conditions

Acides :	bien
Bases :	bien
Solvants :	sous certaines conditions
Pression :	bien
Vide :	bien
Liquide visqueux :	excellent
Liquide stérile :	

Tygon® pour hydrocarbures - épaisseur de paroi du tuyau : 2,5 | D.I. : 7,9 | D.E. : 12,9 (par mètre) - Données techniques

Diamètre intérieur	7,9 mm
Diamètre extérieur	12,9 mm
Épaisseur de paroi (wt en anglais)	2,5 mm
Pression maximale (continu / temps court)	0.8 / 1.8 bar
Hauteur d'aspiration	8,8 mH ₂ O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	113 – 3,171 ml/min
SP quick Value 06 (min/max)	257 – 3,436 ml/min
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	25 – 630 ml/min
SP quick Value 01 (min/max)	50 – 630 ml/min
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	not suitable
SP standard/vario Value 06 (min/max)	not suitable
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	not suitable
SP standard/vario Value 01 (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - pump head C 12 - Cassette small (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - pump head C 4 - Cassette small (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - pump head C 12 - Cassette small (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - pump head C 4 - Cassette small (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - pump head C 8 - Cassette medium (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - pump head C 8 - Cassette large (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - pump	not suitable

head C 8 - Cassette medium (min/max)

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - pump not suitable
head C 8 - Cassette large (min/max)

Les débits se rapportent à

Tygon® (Standard) tubing and water