

## Liquide Kryo 30 (20 l)

Référence: 569-00610-00



Liquide thermique ininflammable pour le chauffage et les températures basses.  
20 l de liquide thermique pour les refroidisseurs Hei-CHILL

## Liquide Kryo 30 (20 l) - Données techniques

Plage de températures	-30 – +90 °C
Caractérisation chimique	Mélange d'eau et de monoéthylèneglycol avec inhibiteurs
Couleur	Jaune clair
Viscosité, cinématique à 20 °C	4 mm <sup>2</sup> /s
Destin à 20 °C	1 082 kg/m <sup>3</sup>
Point d'écoulement	< -70 °C
Point d'éclair	ca. 120 °C
Solubilité dans l'eau	Complètement soluble
Incompatibilité des matériaux	Une incompatibilité avec les matériaux n'est pas connue