

Liquide Kryo 30 (10 l)

Référence: 569-00611-00



Liquide thermique ininflammable pour le chauffage et les températures basses.
10 l de liquide thermique pour les refroidisseurs Hei-CHILL

Liquide Kryo 30 (10 l) - Données techniques

Plage de températures	-30 – +90 °C
Caractérisation chimique	Mélange d'eau et de monoéthylèneglycol avec inhibiteurs
Couleur	Jaune clair
Viscosité, cinématique à 20 °C	4 mm ² /s
Destin à 20 °C	1 082 kg/m ³
Point d'écoulement	< -70 °C
Point d'éclair	ca. 120 °C
Solubilité dans l'eau	Complètement soluble
Incompatibilité des matériaux	Une incompatibilité avec les matériaux n'est pas connue