

## Reax 2 avec adaptateur universel

Référence: 541-21009-00



- Agitateur rotatif avec technique de serrage rapide pour deux récipients et pour des applications différentes ; charge admissible d'1 kg
- La vitesse de rotation est réglable individuellement et en continu de 20 à 100 tr/min
- Un adaptateur universel pour l'utilisation d récipients fermés avec une hauteur de 50 – 160 mm est compris dans la livraison
- Choisissez l'adaptateur en option pour mélanger jusqu'à 20 tubes à essai simultanément

## Reax 2 avec adaptateur universel - Données techniques

Protection contre la surchauffe	à réinitialisation automatique
Conditions ambiantes admissibles	5 à 31 °C pour une humidité relative de l'air de 80 % 32 à 40 °C, décroissance linéaire jusqu'à 50 % d'humidité relative de l'air max.
Poids	5,2 kg
Classe de protection (EN 60529)	IP 21
Minuterie	-
Plage de vitesses de rotation	20 - 100 tr/mn
Alimentation	27
Dimensions (L/ P/ H)	510 x 180 x 235 mm
Quantité maximale de produit	1 kg
Mode de fonctionnement	-
Réglage de la vitesse de rotation	Graduation de la vitesse de rotation
Orbit / Course	-
Taille de la plate-forme	L 230 x H 198 mm
Accessoires inclus	adaptateur universel
Angle	-
Mouvement	À tige
Plage de températures ambiantes (exploitation)	-
Plage de températures ambiantes (stockage)	-
Interfaces	-
Usable area	-
Altitude d'installation	-