

Findenser™ Cône NS19, Douille NS19

Référence: 505-81720-00



- Le modèle haute performance Findenser™ en taille standard (400 mm) est destiné aux synthèses sous reflux avec des volumes de solvant allant jusqu'à 1 litre.
- Il peut être fixé avec des pinces de laboratoire standard ou avec le kit de fixation Findenser™ (vendu séparément).
- Avec le Findenser™ faites des économies d'eau, de place et d'argent !

Findenser™ Cône NS19, Douille NS19 - Données techniques

Poids	1 200 g
Plage de températures ambiantes (exploitation)	de 0 °C à 24 °C
Longueur x Diamètre	400 mm x 72 mm
Taille cône/joint	NS19
Quantité max. de solvants/volume	1 litre de solvant dans un ballon de 2 litres
Pièces internes ou mouillées	Verre borosilicate
Enveloppe à ailettes	Aluminium anodisé
Bouchon & joint	Acétal & silicone HT
Fluide thermique	L'eau
Temp. d'ébullition max.	155 °C
Séchage au four	Temp. max. 60 °C
Lave-vaisselle	Temp. max. 50 °C
Autoclavage	Ne pas autoclaver