


Findenser™ Mini Cône NS24, Douille NS24

Référence: 505-81800-00



- Le modèle haute performance Findenser™ Mini est destiné aux synthèses sous reflux avec des volumes de solvant allant jusqu'à 125 ml.
- Il peut être fixé avec des pinces de laboratoire standard ou avec le kit de fixation Findenser™ (vendu séparément).
- Avec le Findenser™ Mini faites des économies d'eau, de place et d'argent !

Findenser™ Mini Cône NS24, Douille NS24 - Données techniques

Poids	670 g
Plage de températures ambiantes (exploitation)	de 0 °C à 24 °C
Longueur x Diamètre	275 mm x 72 mm
Taille cône/joint	NS24
Quantité max. de solvants/volume	125 ml de solvant dans un ballon de 250 ml
Pièces internes ou mouillées	Verre borosilicate
Enveloppe à ailettes	Aluminium anodisé
Bouchon & joint	Acétal & silicone HT
Fluide thermique	L'eau
Temp. d'ébullition max.	155 °C
Séchage au four	Temp. max. 60 °C
Lave-vaisselle	Temp. max. 50 °C
Autoclavage	Ne pas autoclaver