


Findenser™ Mini Cône NS19, Douille NS19

Référence: 505-81810-00



- Le modèle haute performance Findenser™ Mini est destiné aux synthèses sous reflux avec des volumes de solvant allant jusqu'à 125 ml.
- Il peut être fixé avec des pinces de laboratoire standard ou avec le kit de fixation Findenser™ (vendu séparément).
- Avec le Findenser™ Mini faites des économies d'eau, de place et d'argent !

Findenser™ Mini Cône NS19, Douille NS19 - Données techniques

Poids	670 kg
Plage de températures ambiantes (exploitation)	0 °C to 24 °C
Longueur x Diamètre	275 mm x 72 mm
Taille cône/joint	B19
Quantité max. de solvants/volume	125 ml of solvent in a 250 ml flask
Pièces internes ou mouillées	Borosilicate glass
Enveloppe à ailettes	Anodised aluminium
Bouchon & joint	Acetal & HT Silicone
Fluide thermique	Water
Temp. d'ébullition max.	155 °C
Séchage au four	Max. Temp. 60 °C
Lave-vaisselle	Max. Temp. 50 °C
Autoclavage	Do Not Autoclave