

Hei-VAC Valve Control

Référence: 591-00130-00



- Débit d'aspiration suffisant pour 3 évaporateurs rotatifs simultanés
- Selon votre application, vous pouvez allumer et éteindre la pompe à vide via switchbox
- Le vide peut être contrôlé manuellement ou par le biais d'une vanne commandée par des régulateurs de vide
- Une vanne à vide est nécessaire si vous souhaitez combiner cette pompe à vide avec les évaporateurs rotatifs Hei-VAP Expert Control / Hei-VAP Ultimate Control

Un condenseur n'est pas compris dans la livraison.

Hei-VAC Valve Control - Données techniques

Poids	12,8 kg
Pompe à membrane	À deux étages
Capacité d'aspiration	2 m ³ /h
Vide ultime	7 mbar
Peut être combinée à un condenseur	Oui
Alimentation	180
Dimensions sans condenseur (L/ P/ H)	195 x 245 x 310 mm