

## Hei-VAC Valve Tec

Référence: 591-00160-00



- Recommandée pour les solvants à point d'ébullition faible ou moyennement élevé.
- Le vide peut être contrôlé manuellement ou par le biais d'une vanne commandée par des régulateurs de vide
- Une vanne à vide est nécessaire si vous souhaitez combiner cette pompe à vide avec les évaporateurs rotatifs Hei-VAP Expert Control / Hei-VAP Ultimate Control

Un condenseur n'est pas compris dans la livraison.

## Hei-VAC Valve Tec - Données techniques

Poids	6,5 kg
Pompe à membrane	À deux étages
Capacité d'aspiration	0,75 m <sup>3</sup> /h
Vide ultime	12 mbar
Peut être combinée à un condenseur	Oui
Alimentation	80
Dimensions sans condenseur (L/ P/ H)	145 x 338 x 185 mm