

## Hei-VAC Vario Station

Référence: 591-00142-00



Ce groupe de pompage indépendant et totalement contrôlable comprend un contrôleur de vide.  
Pour Hei-VAP Core

- Un contrôle de vide précis évite le bouillonnement brusque et élimine la formation de mousse de votre solution d'évaporation
- En raison de l'approvisionnement en vide automatique aux paramètres de processus, vous avez plus de temps pour les activités de laboratoire importantes

Un condenseur n'est pas compris dans la livraison.

## Hei-VAC Vario Station - Données techniques

Poids	6 kg
Pompe à membrane	À trois étages
Capacité d'aspiration	1,7 m <sup>3</sup> /h
Vide ultime	5 mbar
Peut être combinée à un condenseur	Oui
Alimentation	160
Dimensions sans condenseur (L/ P/ H)	294 x 192 x 299 mm