

Hei-VAC Vario Control

Référence: 591-00141-00



Pour Hei-VAP Expert Control / Hei-VAP Ultimate Control

Même si la vanne de lest d'air est ouverte, on atteint un vide limite excellent lorsque l'on travaille avec des vapeurs facilement condensables. Ceci rend possible la distillation de solvants à point d'ébullition élevé tels que le DMF et le DMSO à des températures de bain basses.

Un condenseur n'est pas compris dans la livraison.

Rotavac Vario Control - Données techniques

Poids	5,4 kg
Pompe à membrane	À trois étages
Capacité d'aspiration	1,7 m ³ /h
Vide ultime	2 mbar
Peut être combinée à un condenseur	À trois étages
Alimentation	160
Dimensions sans condenseur (L/ P/ H)	167 x 236 x 196 mm