

Mélangeur à pales droites BR 11

Référence: 509-11000-00



Mélangeur à aubes et demi-lune

- Ces roues sont recommandées pour les applications nécessitant une vitesse moyenne
- Pour les tâches de mélange avec une viscosité faible ou moyenne

Mélangeur à pales droites BR 11 - Données techniques

Taille des pâles	50 x 12 mm
Matériau	acier inoxydable V4A
Longueur	400 mm
Diamètre de l'arbre	8 mm
Vitesse maximum de rotation	2 000 rpm