

Mélangeur à pales BR 13

Référence: 509-13000-00



Mélangeur à aubes et demi-lune

- Ces roues sont recommandées pour les applications nécessitant une vitesse moyenne
- Pour les tâches de mélange avec une viscosité faible ou moyenne

Mélangeur à pales BR 13 - Données techniques

Taille des pâles	70 x 70 mm
Matériau	acier inoxydable V4A
Longueur	450 mm
Diamètre de l'arbre	8 mm
Vitesse maximum de rotation	800 rpm