

PR 31 Tige d'agitation type hélice 3 pales avec anneau (33 mm)

Référence: 509-31000-00



Grâce aux dimensions de sa pale centrifuge, la tige d'agitation type hélice 3 pales avec anneau PR 31 est parfaitement adaptée aux solutions, aux émulsions et aux suspensions dans des récipients qui affichent les caractéristiques suivantes :

- diamètre idéal du récipient : 83 à 165 mm
- distance au fond idéale : 17 à 33 mm
- hauteur de remplissage idéale : 83 à 165 mm
- volume idéal : 400 à 3 500 ml

La tige d'agitation type hélice 3 pales avec anneau PR 31 a une longueur totale de 400 mm et est en acier inoxydable. Son arbre d'agitation a un diamètre de 8 mm.

PR 31 Tige d'agitation type hélice 3 pales avec anneau (33 mm) - Données techniques

Taille des pâles	33 mm
Matériau	acier inoxydable V4A
Longueur	400 mm
Diamètre de l'arbre	8 mm
Vitesse maximum de rotation	2 000 rpm