

PR 33 Tige d'agitation type hélice 3 pales avec anneau (66 mm)

Référence: 509-33000-00



Grâce aux dimensions de sa pale centrifuge, la tige d'agitation type hélice 3 pales avec anneau PR 33 est parfaitement adaptée aux solutions, aux émulsions et aux suspensions dans des récipients qui affichent les caractéristiques suivantes :

- diamètre idéal du récipient : 165 à 330 mm
- distance au fond idéale : 33 à 66 mm
- hauteur de remplissage idéale : 165 à 330 mm
- volume idéal : 3 500 à 28 200 ml

La tige d'agitation type hélice 3 pales avec anneau PR 33 a une longueur totale de 400 mm et est en acier inoxydable. Son arbre d'agitation a un diamètre de 8 mm.

PR 33 Tige d'agitation type hélice 3 pales avec anneau (66 mm) - Données techniques

Taille des pâles	66 mm
Matériau	acier inoxydable V4A
Longueur	400 mm
Diamètre de l'arbre	8 mm
Vitesse maximum de rotation	800 rpm