

VISCO JET® - 60 mm

Référence: 509-16060-00



- Réduisez vos temps de processus de façon significative tandis que vous parvenez aux meilleurs résultats de mélange jamais obtenus
- Un système pour presque toutes les tâches de mélange pour les milieux de faible à haute viscosité
- L'écoulement turbulent qui est créé grâce au principe patenté des cônes même à faible vitesse est unique au VISCO JET®
- Même avec des milieux et des gels à haute viscosité, qui ne se mélangent pas bien avec des hélices traditionnelles vous observerez un écoulement immédiat à travers tout le bécher
- Cette technologie permet le dégazage des gels tout en prévenant l'entrée d'air et la formation de mousse
- Une tige d'agitateur est incluse en standard.

VISCO JET® - 60 mm - Données techniques

Taille des pâles	60 mm
Matériau	acier inoxydable V4A
Longueur	500 mm
Diamètre de l'arbre	10 mm
Pour le diamètre du récipient	80 - 150 mm
Plage de vitesses de rotation	200 - 800 tr/mn