

Rotavac 20

Référence: 591-07210-00



Inclut un condenseur secondaire et un récipient de séparation d'entrée d'air

Ce système de vide peut être appliqué dans différents domaines afin d'évacuer, d'évaporer et de pomper les gaz et les vapeurs. Grâce au condenseur d'émission il est possible d'atteindre une récupération chimique de presque 100%.

- Excellente compatibilité avec produits chimiques et condensat
- Excellent vide final de 2 mbar
- Vibration très basse et légère
- Capacité d'aspiration très élevée de 3.0 m³/h

Rotavac 20 - Données techniques

Poids	19,9 kg
Pompe à membrane	Oui
Capacité d'aspiration	3 m ³ /h
Vide ultime	2 mbar
Peut être combinée à un condenseur	Oui
Alimentation	250 W
Dimensions sans condenseur (L/ P/ H)	350 x 275 x 495 mm