

## Reax top

P/N: 541-10000-00



Il modello classico con un'orbita di vibrazione di 5 mm

Questo modello è particolarmente indicato per miscele semplici. In modalità automatica, l'agitatore si mette in funzione quando viene esercitata pressione sulla piastra superiore. Questa modalità è adatta per esempio per la miscelazione di soluzioni.

Con funzionamento in continuo è possibile sciogliere i precipitati cellulari più ostinati che richiedono un'agitazione delicata ma energica al contempo. La velocità fino a 3.200 giri/min e l'orbita di vibrazione di 5 mm garantiscono una distribuzione efficace e uniforme dei prodotti solidi e un'omogeneizzazione ottimale dei terreni di coltura ad alta viscosità.

## Reax top - Dati tecnici

Protezione dal surriscaldamento	ripristino automatico
Condizioni ambientali ammesse	5 - 31 °C all'80% di umidità relativa 32 - 40 °C lineare decrescente fino ad un massimo del 50% di umidità relativa
Peso	2,8 kg
Protection class (EN 60529)	IP 22
Timer	-
Intervallo di velocità di rotazione	200 - 3.200 giri/min
Potenza in ingresso	51
Dimensioni (L/ P/ A)	134 x 172 x 105 mm
Carico massimo	-
Modalità operativa	automatico o continuo
Impostazione della velocità di rotazione	analogico
Orbita/Corsa	5 mm
Dimensione piattaforma	-
Accessori inclusi	-
Angolo	-
Movimento	vibrazione
Intervallo di temperatura ambiente (uso)	-
Intervallo di temperatura ambiente (stoccaggio)	-
Interfaces	-
Usable area	-
Installation altitude	-