

Reax control

P/N: 541-11000-00



Il modello preciso con controllo analogico della velocità.

Questo modello riunisce tutte le caratteristiche eccellenti del "fratellino" Reax Top: la velocità fino a 2.500 giri/min e l'orbita di vibrazione di 5 mm.

Grazie al controllo elettronico della velocità e all'indicatore graduato è possibile effettuare impostazioni precise. In questo modo, le applicazioni che richiedono un determinato numero di giri vengono agitate in modo più delicato. In particolare gli organismi sensibili alla forza di taglio non vengono danneggiati grazie alla velocità costante a giri bassissimi.

Reax control - Dati tecnici

Protezione dal surriscaldamento	ripristino automatico
Condizioni ambientali ammesse	5 - 31 °C all'80% di umidità relativa 32 - 40 °C lineare decrescente fino ad un massimo del 50% di umidità relativa
Peso	2,8 kg
Protection class (EN 60529)	IP 22
Timer	-
Intervallo di velocità di rotazione	0 - 2.500 giri/min
Potenza in ingresso	51
Dimensioni (L/ P/ A)	134 x 172 x 105 mm
Carico massimo	-
Modalità operativa	automatico o continuo
Impostazione della velocità di rotazione	analogico
Orbita/Corsa	5 mm
Dimensione piattaforma	-
Accessori inclusi	-
Angolo	-
Movimento	vibrazione
Intervallo di temperatura ambiente (uso)	-
Intervallo di temperatura ambiente (stoccaggio)	-
Interfaces	-
Usable area	-
Installation altitude	-