

## Rotamax 120

P/N: 544-41200-00



Il modello compatto con capacità di carico fino a 2 kg

Di ingombro ridotto e con una capacità di carico fino a 2 kg, questo modello è in grado di gestire al meglio ogni genere di applicazione.

La manopola analogica che permette di controllare la velocità in modo continuo (da 20 a 300 giri/min) e l'orbita di 20 mm garantiscono una distribuzione omogenea. Le applicazioni possono essere eseguite con funzionamento in continuo o tramite timer (regolabile fino a un massimo di 120 minuti).

## Rotamax 120 - Dati tecnici

Protezione dal surriscaldamento	ripristino automatico
Condizioni ambientali ammesse	5 - 31 °C all'80% di umidità relativa 32 - 40 °C lineare decrescente fino ad un massimo del 50% di umidità relativa
Peso	5,5 kg
Protection class (EN 60529)	IP 30
Timer	sì (regolabile fino a un massimo di 120 min)
Intervallo di velocità di rotazione	20 - 300 giri/min
Potenza in ingresso	33
Dimensioni (L/ P/ A)	245 x 310 x 125 mm
Carico massimo	2 kg
Modalità operativa	timer o continuo
Impostazione della velocità di rotazione	controllo elettronico
Orbita/Corsa	20 mm
Dimensione piattaforma	220 x 220 mm
Accessori inclusi	tappetino in gomma antiscivolo
Angolo	-
Movimento	orbitale
Intervallo di temperatura ambiente (uso)	-
Intervallo di temperatura ambiente (stoccaggio)	-
Interfaces	-
Usable area	-
Installation altitude	-