

## Promax 2020

P/N: 542-20020-00



Il modello resiliente con capacità di carico di 10 kg

Con una superficie utile di 390 x 340 mm, la versione più grande del Promax è particolarmente indicata quando è richiesto l'impiego di grandi/più imbuti separatori. L'apparecchio può essere ampliato di un livello aggiungendo gli [elementi di montaggio](#) adeguati.

Questo agitatore dispone di un timer integrato regolabile fino a 120 minuti. Un segnale acustico indica lo scadere del periodo di tempo impostato per l'agitazione che, di conseguenza, si arresta. La corsa di 20 mm, abbinata a una velocità di 20 – 400 giri/min, garantisce una separazione netta delle fasi e risultati di estrazione ottimali.

## Promax 2020 - Dati tecnici

Protezione dal surriscaldamento	ripristino automatico
Condizioni ambientali ammesse	5 - 31 °C all'80% di umidità relativa 32 - 40 °C lineare decrescente fino ad un massimo del 50% di umidità relativa
Peso	16 kg
Protection class (EN 60529)	IP 20
Timer	sì (regolabile fino a un massimo di 120 min)
Intervallo di velocità di rotazione	20 - 400 giri/min
Potenza in ingresso	115
Dimensioni (L/ P/ A)	426 x 435 x 125 mm
Carico massimo	10 kg
Modalità operativa	timer o continuo
Impostazione della velocità di rotazione	digitale
Orbita/Corsa	20 mm
Dimensione piattaforma	390 x 340 mm
Accessori inclusi	tappetino in gomma antiscivolo
Angolo	-
Movimento	reciprocante
Intervallo di temperatura ambiente (uso)	-
Intervallo di temperatura ambiente (stoccaggio)	-
Interfaces	-
Usable area	-
Installation altitude	-