

Hei-Mix S

P/N: 503-02000-00



Per mescolare fino a 5 litri senza riscaldare

Hei-Mix S è il modello di elezione per titolazioni e applicazioni biochimiche, ad esempio quelle legate alle funzioni di un piccolo fermentatore. La piastra superiore in PVDF (materiale termoplastico) è di colore bianco: in questo modo è possibile seguire in modo preciso le variazioni di colorazione nel corso dell'applicazione.

Hei-Mix S dispone inoltre di una robusta custodia in poliammide ed è adatto al funzionamento in continuo per volumi di miscelazione fino a 5 litri. Grazie a un'ampia gamma di velocità fino a 2.200 giri/min è possibile miscelare il campione in modo rapido e delicato al tempo stesso. In questo modo viene garantita una miscelazione efficiente del campione.

È inoltre possibile guadagnare spazio in laboratorio perché il modello Hei-Mix S ha un ingombro di appena 126 x 80 x 140 mm, con una piastra superiore di 104 mm di diametro.

Hei-MIX S - Technical Data

Protezione dal surriscaldamento	–
Interfaccia analogica/digitale	–
Condizioni ambientali ammesse	5 - 31 °C all'80% di umidità relativa, 32 - 40 °C lineare decrescente fino ad un massimo del 50% di umidità relativa
Peso	1,1 kg
Protection class (EN 60529)	IP 21
Motore	Motore a poli schermati
Timer	–
Display	–
Intervallo di velocità di rotazione	0 – 2,200 giri/min
Capacità di agitazione (H ₂ O) max.	5 l
Potenza in ingresso	7
Intervallo di temperatura	–
Temperature measurement accuracy	-
Dimensioni (L/ P/ A)	126 x 140 x 80 mm
Precisione di velocità	± 5 %
Potenza termica	-
Impostazione della temperatura di precisione	–
Sensore di temperatura esterna	–
Precisione di temperatura della piastra	–
Indicatore del calore residuo	–
Carico massimo	6 kg
Diametro piastra ø	104 mm
Materiale piastra	PVDF
Modalità operativa	continui
Intervallo di velocità	-

Categoria sovratensione	–
Connection	L +N + PE
Acoustic pressure	< 70 dB (A)
Heating control	–
Installation altitude	2,000 m
EMC class	–
Protection class IEC 61140	–
Classe di protezione IEC 60529	-
Usable Surface heating plate	-
Degree of pollution	-
Temperature measurement resolution	-
Rated Voltage	-